

MAICO オーディオメータ MA25

軽量で持ち運びに便利なスクリーニング用オーディオメータ

洗練されたデザイン

軽量に設計された MA25 の重さはわずか 980g。専用キャリーケース（オプション）もあり、MA25 はメイコ社が取り扱う最小かつ最軽量のポータブルタイプのオーディオメータです。

より正確でより信頼できる技術

ポータブルであるため、MA25 はより頑丈に設計されています。使いやすさを重視した設計により、ダイヤルを回すことで周波数と聴カレベルを簡単に調整できます。

十分に装備された検査条件

MA25 は、スクリーニング用のオーディオメータではありますが、通常の気導検査を実施できる検査条件を搭載しており、125 ~ 8000 Hz の周波数範囲と -10 ~ 100 dB HL の音圧範囲を備えています。刺激音には純音、ワーブルトーン、そして連続音、断続音をそれぞれで使用できます。

主な特長

- 重量 980 g で軽量の本体
- 気導検査：11 周波数（125 ~ 8000 Hz）
- 使用する検査周波数のみを設定可能
- 検査音：純音、ワーブルトーン-連続音、断続音
- 単三電池 3 本・電源アダプター（オプション）で作動



製品仕様

| | |
|---------------------|---|
| 測定音 | 純音、ワーブルトーン-連続音、断続音 |
| 測定周波数 | 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz |
| レベルステップ | 5 dB, 1 dB |
| 出力レベル (DD45 使用時) | -10 ~ 100 dB HL *125 Hz: -10 ~ 70 dB HL *250, 8000 Hz: -10 ~ 90 dB HL |
| 寸法 | 22.5 cm x 18 cm x 5.5 cm |
| 重量 | 980 g |
| 電源 | 単三電池 3本 電源アダプター (オプション) |
| 規格 | JIS T 0601-1 : 2017 JIS T 1201-1 : 2020、タイプ4 |



製品構成 (本体・付属品)



MA25 本体



ヘッドホン (DD45)

消耗品：イヤクッションカバー (別売り)
※詳細は販売店または製造販売元までお問合せください。

ウェブサイトからも製品仕様の詳細をご確認いただけます。
日本語：www.diatec-diagnostics.jp
英語：www.maico-diagnostics.com

仕様・製品構成は予告なく変更される場合があります。

オプション付属品



耳覆い型ヘッドホン
(Holmco)



応答ボタン



専用キャリーケース