

ウルトラバック+ UltraVac+



補聴器専用 メンテナンス装置

補聴器販売店などで補聴器のメンテナンスを行う際にご活用いただける装置です。

小型ながらも補聴器に詰まったがんこな耳垢やほこりを吸引・送風モードを交互に使うことにより効果的に除去できます。また吸引チャンバー（乾燥用）を使い湿気を取り除くこともできます。

ウルトラバック+の特長

- 吸引チャンバー（乾燥用）内圧力のデジタル表示
- 4分タイマー（吸引チャンバー）のデジタル表示
- 吸引チャンバーの圧力不足の自動検知機能
- 吸引ノズル先端に大型フィルターを搭載
- 自動電源オフ機能

ULTRA VAC+

MedRx(メドレックス)社について

メドレックス社はアメリカを本拠地とし、『聴こえ』の専門家のために設計された進歩的な診断および補聴器フィッティング用機器の製品製造および開発を行っています。

メドレックス社はこれまでに新たな次世代のPCベース型オーディオメータ、実耳測定装置、ビジブルスピーチマッピング装置や補聴器特性測定装置およびビデオオトスコープを開発してまいりました。

標準アクセサリ

- ウルトラバック+本体
- チューブ付き吸引ノズル(フィルター内蔵)
- チューブ付き送風ノズル
- 吸引チャンバー(乾燥用)用カップ(1個)
- ノズル用チップ(6種)
- クリーニングツールキット(4種)

※本体以外は消耗品またはパーツとしてご購入頂けます。

仕様

電源	100V - 240V, 50/60 Hz	寸法	30.5cm (幅) x 16.5cm (高) x 29cm (奥行)
電力	<100ワット	粒子除去フィルター	I-35S
ヒューズ	1.25 A SB 5 x 20 mm	ノズル用チップ	6種
操作環境	0° ~ 50° C (32° ~ 120° F)	吸引チャンバー(乾燥用)	4分タイマー自動オフ機能
重量	約3kg	吸引モード / 送風モード	連続使用可能

【製造元】

MedRx[®]

Precision Audiometric Instruments

MedRx International

Web: www.medrx-int.com

【製造販売元】



デマント・ジャパン 株式会社
ダイアテックカンパニー

〒212-0013

神奈川県川崎市幸区堀川町580番地

ソリッドスクエア西館16階

Tel 044-543-0630 Fax 044-543-0631

info@diatecjapan.com www.diatec-diagnostics.jp