

Science **made** smarter

Viot

ビデオオトスコープ

Viotで撮影した
画像と動画を記録・
カウンセリングに活用



Windows®10 対応
Noah/OtoAccess データベース互換

- 人間工学に基づくデザイン設計
 - Viot本体は軽量で持ちやすく、被検者の耳にも挿入しやすく設計されています。
- 自動ホワイトバランス機能
 - 画像が画面に表示されたら手動調整なしで、すぐにViotを使用できます。
- ボタン操作一つで両耳の評価が可能
 - 耳の切替え・映像の撮影をボタン操作だけで実行できます。
 - 観察中にPC操作を行う必要はありません。
- 画角90°を確保
 - 鼓膜と外耳道下部を同時に観察できます。
- ソフトウェア操作
 - Viot Suiteで操作します。
 - Affinity/Callisto Suiteでも操作可能です。


Interacoustics

Science made smarter

Interacoustics is more than state-of-the-art solutions

Our mission is clear. We want to lead the way in audiology and balance by translating complexity into clarity:

- Challenges made into clear solutions
- Knowledge made practical
- Invisible medical conditions made tangible and treatable

Our advanced technology and sophisticated solutions ease the lives of healthcare professionals.

We will continue to set the standard for an entire industry. Not for the sake of science. But for the sake of enabling professionals to provide excellent treatment for their millions of patients across the globe.

Interacoustics.com

標準構成品・消耗品

Viot ビデオオトスコープ（USBケーブル付き）、台座、台座固定用シール、スペキュラ（100個）、Viot ソフトウェア

詳細は販売代理店または、製造販売元にお問合せください。

検査モジュール

ビデオオトスコープ（VO）

製品仕様	
安全性	水の有害な浸入又は微粒子状物質の有害な浸入に対する保護: IP 65
	電撃に対する保護の程度による装着部の分類: BF形装着部
	電撃に対する保護の形式による分類: クラスII (DIN EN 60601-1)
環境	作動温度 0~40°C
	保管温度 -10~70°C
	相対湿度 0~95%
	大気圧 950~1050 hpa
ハードウェア	重量: 218 g (ケーブル含まない場合: 134g)
	寸法: 168 mm x 38 mm x 34 mm
	ケーブル長: 2.5 m
接続	USB 接続端子 x 1、Type A プラグ - ケーブル (カメラ、LED)
電源	USB 電源 (PC から供給)
センサー	C-MOS センサー (画角 ±45°)
映像信号	NTSC
PC システム要件	2 GHz Intel Core 2 Duo CPU
	2GB Ram
	ディスク最小空き容量 1.5GB
	解像度 1024 x 768 (1280 x 1024 以上を推奨)
	ハードウェア・アクセラレート DirectX / Direct3D グラフィックカード
	USB ポート 1 個以上、USBバージョン 1.1 以上
オペレーティングシステム	Windows®7 Windows®8/8.1 Windows®10 (32 ビット/64 ビット)
Windows®ソフトウェア	Viot ソフトウェア (Viot Suite, Affinity Suite, Callisto Suite)
	データベース互換性: OtoAccess, Noah 4

一般的名称: 汎用光源

販売名: Interacoustics Viot ビデオオトスコープ

届出番号: 14B2X10013ME0001

医療機器分類: 一般医療機器



【製造販売元】デマント・ジャパン 株式会社 ダイアテックカンパニー

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階

Tel 044-543-0630

Fax 044-543-0631

info@diatecjapan.com

www.diatec-diagnostics.jp

