

2.4GHz ワイヤレスシステム

EduMic (エデュマイク)

2.4GHz BLE (低エネルギー消費ブルートゥース) を使って、
オーティコン ベロックス S・ベロックスシリーズの補聴器
に直接音声を届けるシステムです。



1台で複数の補聴器に
音声を送信することが
できます。

カラー／ホワイト
サイズ／H66×W30×D22mm
重さ／36g
電池および電池寿命／約2年(リチウム充電電池で通常使用)

98,000円(税別)

送信機として



教師や保護者の胸元に
取り付け、距離の離れた子どもの
補聴器にマイク機能でダイレクトに音声を送信



オーディオ・ケーブル
を使ってPCやタブ
レットと接続し、音源
をワイヤレスで補聴
器に直接送信

受信機として



教室などで一般的に使用
されているワイヤレス
通信システムの受信
機(ユニバーサル3ピン
タイプ)を接続し、子
どもの胸元にEduMicを
取り付けて補聴器でダ
イレクトに受信

映画館や公共施設など
で設置されたループ
システムからの音を補聴
器で直接受信

